

改良品

胆汁・ドレナージバッグ

1,000ml・500ml・350mlシリーズ



経皮胆管ドレナージ法(PTCD)、又は(PTBD)など術後の採液バッグとしてのご使用、或いはその他の廃液採取バッグとしてお薦め致します。

3種類の容量別滅菌バッグを用意し、1バッグ毎に4種の接続管が添付されていますので、術後を含めどの状況にも適合し、安心してご使用になれます。

EOG滅菌品

逆流防止弁付

※NEW PACKAGE・4種接続管入

胆汁・ドレナージバッグ 1,000ml・500ml・350ml シリーズ


EOG滅菌品

■ 特長

- 1.採液に必要な用具が一式滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。
- 2.容量目盛付で液量とバッグ内の観察ができます。
又逆流防止弁で内容液の逆流は完全に防止されます。
- 3.排液の時間短縮として、内径10.5%の太径排液チューブを採用、粘性の液でもきわめてスムーズに排出し、液ダレ・汚損防止のキャップ付です。
- 4.ロックリング付接続管の他、TPX製の透明接続管3種が付属されていますので、どの状態でも接続可能です。
- 5.バッグ上部には補強板が入っていますので、吊下げた状態でのバッグの振れがありません。

胆汁・ドレナージバッグ 1,000ml容量

350ml容量




胆汁・ドレナージバッグ 500ml容量

ISKポシエット

(院内歩行時用バッグ入れ)



通院用セット



仕様(ご注文はバッグ容量又は品番をご指定下さい)				
バッグ容量	品番	容量目盛	包装	
1,000ml バッグ	N10039	50ml刻み	10セット	
500ml バッグ	N10063	50ml刻み	10セット	
350ml バッグ	N10350	25ml刻み	10セット	
通院用セット	N10350S	ベルト一式 350mlバッグ	1個 5セット	
通院用バッグ	N10350B	350mlバッグ	10セット	
ISKポシエット	N0039	3種バッグ共用	2枚	

ISK

アイエスケー株式会社

本社 / 東京都文京区湯島 4-9-12 〒113-0034 TEL.03-3812-0191 FAX.03-3812-9284
 医療機器認可工場 / 東京都足立区東和 3-5-4 〒120-0003 TEL.03-3620-1003
 <URL> <http://www.isk-tokyo.co.jp/> <e-mail> yes@isk-tokyo.co.jp



ISO 9001:2008 認証取得