

# 胆汁・ドレナージバッグ

Disposable<sup>製品</sup>

EOG滅菌済

《完全逆流防止弁付》

## 製品説明(キャッチコピー等)

経皮胆管ドレナージ法（PTCD）、（PTBD）など術後の採液バッグとして、  
またはその他の廃液採取バッグとしてご使用いただけます。

3種類の容量別滅菌バッグを用意し、1バッグ毎に4種の接続管が添付されて  
いますので、術後を含めどんな状況にも適合し、安心してご使用いただけます。

その他、**電子滅菌済**  
もありますので、アイコン  
の作製をお願いします。

## 特長

- ① 採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に  
使えます。
- ② 容量目盛付で液量とバッグ内の観察ができます。  
また、逆流防止弁で内溶液の逆流は完全に防止されます。
- ③ 排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用、粘性の  
液でもきわめてスムーズに排出し、液ダレ・汚損防止のキャップ付です。
- ④ ロックリング付接続管の他、TPX製の透明接続管3種が付属されて  
いますので、どの状況でも接続可能です。
- ⑤ バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの  
捻れがありません。

### 1,000mlバッグ

- 品番：N10039
- 価格：¥13,000
- 包装：10セット
- 容量：1000ml
- 材質：医療用塩ビ、ABS、EVA
- JANコード：4517850000136

### 500mlバッグ

- 品番：N10063
- 価格：¥10,000
- 包装：10セット
- 容量：500ml
- 材質：医療用塩ビ、ABS、EVA
- JANコード：4517850000143

### 350mlバッグ

- 品番：N10350
- 価格：¥7,000
- 包装：10セット
- 容量：350ml
- 材質：医療用塩ビ、ABS、EVA
- JANコード：4517850000150