

低床ベッド対応タイプ

アルファ

# 胆汁・ドレナージバッグ

# α

1,000 ml

経皮胆管ドレナージ法 (PTCD)、(PTBD) などの術後の採液バッグとして、またはその他の排液採取バッグとしてご使用いただけます。低床ベッド (高さ24cm) 対応の滅菌バッグに3種類の接続管が添付されていますので、術後を含めどんな状況にも適合し、安心してご使用いただけます。

**NEW**



**EOG 滅菌品**

**逆流防止弁付**

**3種接続管入り**

ISK

アイエスケー 株式会社


低床ベッド対応タイプ

アルファ

# 胆汁・ドレナージバッグ

# α

# 1,000 ml



## 特 長

1. 低床ベッドでご使用の場合でも、バッグが床面に接触しません。感染防止にも役立ちます。
2. 採液に必要な用具が一式滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。
3. 容量目盛付で液量とバッグ内の観察ができます。また、逆流防止弁で内容液の逆流は防止できます。
4. 排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用しました。粘性の液でもきわめてスムーズに排出し、排液チューブは収納型にしました。
5. ロックリング付接続管の他、TPX製の透明接続管2種類が付属されていますので、どの状態でも接続可能です。
6. バッグ上部には補強板が入っていますので、吊下げた状態でのバッグのねじれがありません。



仕 様 (ご注文は品番をご指定ください)		
バッグ容量	品 番	包 装
1,000ml バッグ	N21000	10 セット